

ONTHOUDEN

- Gebruik zoals aangegeven.
- Houd uw hand vochtig met water, het chromen paneel mag alleen met de vingers worden aangeraakt.
- Wanneer het instrument uw huid raakt, hoort u een tot drie pieptonen. Zodra het contact met uw huid wordt verbroken dan schakelt het apparaat automatisch uit. Het instrument dient daarna weer te worden ingeschakeld.

GEZICHT TECHNIEKEN

IT'S ALL IN THE MOTION

Met al deze bewegingen, zachtjes terug naar de startpositie en herhaal een paar keer.

1. **Ogen:** Naar aanleiding van de botstructuur rond het oog, start onder de ogen en rond de ogen te bewegen, even vast stil houden net onder de wenkbrauw. (niet op de oogleden of ogen gebruiken)
2. **Lachlijn:** Start net onder de neus, gaat u naar de glimlach lijn en even daar stil houden en dan weer terug naar onder je neus.
3. **Wangen:** Start in het midden van de kin, onder je lippen, omhoog naar de onderkaak lijn en even stil houden en ga dan verder in een opwaartse beweging naar buiten en naar de rand van je gezicht net voor uw oor.
4. **Voorhoofd:** Start aan de brug van je neus, het instrument te verplaatsen tot aan uw denklijnen en daar even stil houden, ga dan verder naar je haar lijn. Bewegen over het voorhoofd met behulp van dezelfde bewegingen.
5. **Neus / Cheek:** Houd het instrument op een hoek van 90 graden aan de zijkant van je neus en ga dan naar het midden van je jukbeen en terug.
6. **Hals:** Begin bij de basis van je keel. Verplaats omhoog om de kaaklijn, even voor een paar seconden stil houden, laat het toestel terug glijden naar de startpositie en ga dan verder naar boven en naar buiten, elke keer bij de kaaklijn even stil houden en vervolgens terugkeren naar de holte van de keel.

OPMERKING: Neem contact op met uw arts voordat u de **Galvanic Spa ®-systeem** gebruikt. Dit geldt in het bijzonder indien u zwanger bent, een pacemaker heeft, aan epilepsie lijdt, metalen beugels op uw tanden draagt of indien u metalen implantaten heeft. De Galvanic Spa System II mag niet worden gebruikt op een gebied met veel gebroken haarvaatjes of op een ontstoken of een open wond. Voor de volledige instructies en waarschuwingen, lees dan de gebruikershandleiding.